



# PROTOCOLO VERTICAL FOTOGRAFIA



## Fotografia



- Frontal normal e sorrindo;
- Perfil normal e sorrindo;
- Perspectiva normal e sorrindo;
- Oclusão.



## Escaneamento Facial

A 3D Surgery trabalha com um software de escaneamento facial, onde é possível fazer a simulação 3D da movimentação da face do paciente seguindo o planejamento cirúrgico.

Para isso, é necessário nos enviar um vídeo, de preferência em 4K ou UHD, de no máximo 10 segundos.

É necessário também mudar a configuração de vídeo para 26 fps ou 30 fps (escolhendo a opção de menor quantidade de frames que o celular permitir).

Solicite o protocolo de escaneamento para seguir as configurações e alinhamento de vídeo corretamente.

